

 HOSPITAL DO CENTRO <i>Sempre cuidando de você!</i>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		
	MONTAGEM DE KIT		
	Código: POP.HC.ADM.009	Versão: 002	Página: 1 de 1

FINALIDADE:
Proporcionar agilidade no processo de trabalho.

JUSTIFICATIVA:
Facilitar a rotina da entrada do prontuário no sistema interno e início de preparação cirúrgica para a equipe da enfermagem.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

- CC - Centro Cirúrgico.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

- Administrativo.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Formulários padrão do CC:

- Entrevista CC;
- Evolução;
- Termo de ciência;
- Repai;
- Gráfico anestésico;
- Avaliação pré anestésico.

PROCEDIMENTO:
Para a montagem do kit cirúrgico anexar todos os formulários impressos a seguir: entrevista CC, evolução, termo de ciência, repai, gráfico anestésico, avaliação pré-anestésica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:
22/04/2024 – Atualizado e revisado