

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	DIGITAÇÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE IMAGEM		
	Código: POP.HC.CDI. 004	Versão: 002	Página: 1 de 1

FINALIDADE:

Orientar os profissionais responsáveis pela digitação de laudos dos exames de imagens, registrar o laudo final, conclusão dos exames realizados, como apoio diagnóstico.

JUSTIFICATIVA:

Registrar através de laudo oficial o resultado dos exames realizado dos pacientes internados para tratamento de saúde, bem como os pacientes encaminhados Via Central de Agendamento para exames eletivos.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

Tasy – Sistema Hospitalar.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Médico Radiologista e Digitador.

MATERIAL NECESSÁRIO:

Sistema Tasy
Computador
Folha timbrada.

PROCEDIMENTO:

Após a realização os exames de imagem, o Médico Radiologista, avalia as imagens, através do mecanismo áudio visual, médico grava o laudo é encaminha para a digitação;
Digitador(a) acessa o Sistema Tasy, diretamente no perfil digitação, com o número do atendimento do paciente abre o acesso ao laudo;
O sistema transcreve automaticamente o laudo padrão do paciente;
O digitador abre o áudio gravado pelo médico, transcreve o áudio no corpo do laudo. Após registro o laudo impresso, conferido e assinado pelo médico radiologista;
Após a conferência é feito a liberação do laudo pelo mesmo perfil do sistema;
Todo os laudos impressos e assinados, seguem para arquivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

<https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login>. – acesso em 11/07/22
<http://tasy-oracle> – acesso em 11/07/22

HISTORICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e revisado